

Guêtres CryoFlow Boost Hybrides

Guêtres de cryothérapie hybride à compression manuelle

Froid réutilisable ou instantané • Compression pneumatique manuelle

Présentation

Les guêtres Cryo Flow Boost associent des packs de froid amovibles à des compartiments pneumatiques gonflables par pompe manuelle. Elles accompagnent le confort des membres après l'effort, sans alimentation électrique. La compression statique sert avant tout à ajuster le contact des packs avec les contours du membre ; elle ne doit jamais devenir douloureuse. La même guêtre peut être utilisée avec des packs réutilisables ou instantanés, ce qui simplifie son emploi à l'écurie et sur les terrains de concours.

Deux solutions de froid

À l'écurie : packs réutilisables refroidis au congélateur. En concours : packs instantanés activés au moment de l'utilisation, sans congélateur. Vérifier la compatibilité des packs avec la guêtre.

Mode d'emploi

1. Préparer les packs et les installer dans leurs logements.
2. Placer les guêtres sur des membres propres et secs ; fermer les sangles sans excès.
3. Gonfler progressivement avec la pompe manuelle pour obtenir un contact homogène, sans douleur.
4. Surveiller la séance ; 15 à 20 minutes constituent un repère indicatif à valider selon les packs.
5. Dépressuriser complètement avant de retirer les guêtres.

Bénéfices recherchés

Le froid produit un abaissement temporaire de la température locale et peut atténuer la sensation douloureuse. Le gonflage manuel aide à répartir le contact sur la zone équipée, sans nécessiter de machine. Cette association est particulièrement pratique après le travail ou lors des déplacements. Elle ne garantit toutefois ni la prévention d'une lésion tendineuse ni une guérison accélérée.

Entretien et précautions

Retirer les packs, nettoyer et laisser sécher. Contrôler sangles, valve, pompe et compartiments d'air. Éviter le contact direct d'un pack trop froid avec la peau et toute compression excessive. Une boiterie ou un gonflement inexpliqué nécessite un avis vétérinaire.

Une guêtre évolutive : du froid avec compression manuelle, au plus près des besoins du terrain.

Guêtres CryoFlow Boost

Guêtres de cryothérapie à poches de froid intégrées

Poches de gel intégrées • Sans pompe

Présentation

Ces guêtres intègrent directement des poches de gel réfrigérant dans leur structure. L'ensemble est placé au congélateur avant l'utilisation : il n'y a ni insert à positionner ni pompe à raccorder. Leur forme permet de couvrir une zone étendue du bas des membres, notamment autour des tendons et du boulet. Elles sont destinées à une utilisation simple après le travail, en complément des soins habituels du cheval.

Préparation

Placer les guêtres au congélateur selon les consignes propres au produit. Une durée de 4 à 6 heures est un repère provisoire à confirmer. Vérifier leur intégrité et leur souplesse avant toute pose.

Mode d'emploi

1. Sortir les guêtres du congélateur et contrôler leur température.
2. Les positionner sur des membres propres et secs.
3. Ajuster les sangles sans serrage excessif.
4. Surveiller une séance indicative de 15 à 20 minutes, à adapter à la tolérance du cheval.
5. Retirer les guêtres et laisser les membres se réchauffer naturellement.

Bénéfices recherchés

Le refroidissement local peut procurer un effet antalgique temporaire et accompagner le confort après une séance soutenue ou une compétition. Il peut aussi contribuer à moduler certaines manifestations inflammatoires. Ces guêtres ne remplacent pas l'examen vétérinaire et aucune utilisation préventive ne permet de garantir l'absence de lésion.

Entretien et précautions

Nettoyer avec un chiffon humide et laisser sécher avant congélation. Éviter les pliages agressifs et toute utilisation en cas de fuite. Ne pas appliquer de froid excessif directement sur la peau ; arrêter en cas d'inconfort. Consulter un vétérinaire en cas de symptômes inhabituels.

La cryothérapie quotidienne, avec le froid directement intégré dans la guêtre.

Enveloppe de jarret

Protection de jarret à poches de froid intégrées

Application localisée • Confort articulaire

Présentation

Cette protection à poches de gel intégrées épouse les contours du jarret, articulation sollicitée à chaque foulée et particulièrement lors des mouvements de propulsion, des transitions et du saut. Elle permet une application localisée du froid sans avoir à installer des packs séparés. Sa forme facilite le positionnement sur cette région anatomique, à condition de préserver les reliefs osseux de tout serrage excessif.

Préparation

Placer la protection au congélateur selon sa notice spécifique ; la durée indicative de 4 à 6 heures doit être confirmée. Vérifier l'état des poches de gel et des attaches.

Mode d'emploi

1. Sortir la protection du congélateur.
2. La positionner sur un jarret propre et sec en respectant les contours anatomiques.
3. Fermer les sangles sans pression excessive sur les reliefs osseux.
4. Surveiller une séance indicative de 15 à 20 minutes, selon la tolérance du cheval.
5. Retirer la protection et laisser la zone se réchauffer naturellement.

Bénéfices recherchés

Le froid peut abaisser temporairement la température superficielle du jarret et contribuer au confort après un effort sollicitant les postérieurs. Il peut également atténuer provisoirement certaines douleurs locales. En revanche, une articulation chaude, gonflée ou douloureuse nécessite une évaluation : le froid ne traite pas la cause d'une affection articulaire.

Entretien et précautions

Nettoyer avec un chiffon humide ; laisser sécher. Contrôler poches, coutures et attaches. Ne pas comprimer les reliefs osseux, ni appliquer de froid excessif sur la peau. Chaleur persistante, douleur ou boiterie : demander un avis vétérinaire.

Une application de froid adaptée aux contours du jarret.

Enveloppes de grasset

Protection de grasset à poches de froid amovibles

Packs amovibles • Sans compression

Présentation

La protection Equinov de grasset reçoit des poches de gel amovibles, insérées après refroidissement dans les compartiments prévus. Elle est conçue pour appliquer le froid sur une articulation haute du membre postérieur, difficile à équiper avec une guêtre classique. Les attaches servent uniquement à stabiliser l'ensemble et à respecter les mouvements du cheval. Aucune compression pneumatique n'est prévue ni recommandée avec ce dispositif.

Préparation

Retirer les poches, les refroidir au congélateur selon leurs instructions, puis les installer dans les compartiments de la protection. La durée de 4 à 6 heures est indicative et reste à confirmer.

Mode d'emploi

1. Vérifier les packs et les placer dans leurs compartiments.
2. Positionner la protection sur un grasset propre et sec.
3. Ajuster les attaches pour le maintien uniquement, sans pression sur l'articulation.
4. Surveiller une séance indicative de 15 à 20 minutes, selon la tolérance du cheval.
5. Retirer la protection et les poches ; laisser la zone se réchauffer naturellement.

Bénéfices recherchés

Le dispositif permet de refroidir localement la région du grasset après un travail sollicitant les postérieurs. Les packs amovibles facilitent la préparation et le rangement de la protection. L'application de froid peut participer au confort temporaire, mais ne remplace pas l'évaluation vétérinaire d'une boiterie, d'un gonflement ou d'une douleur articulaire.

Entretien et précautions

Retirer les packs après usage, nettoyer et sécher la protection. Vérifier l'absence de fuite. Ne pas appliquer les packs congelés directement sur la peau et ne pas exercer de compression. Toute anomalie locomotrice nécessite un avis vétérinaire.

Du froid sur le grasset, sans compression, grâce à des packs amovibles.

Couverture OceaFlow 360

Couverture textile à technologie MInside

Textile technique • Confort au repos

Présentation

La couverture OCEAFLOW 360 utilise le textile technique MInside qui intègre, selon la présentation du procédé, des minéraux d'origine marine dans ses fibres. Cette caractéristique est incorporée au textile et ne nécessite ni branchement, ni batterie, ni mise en route. La couverture est destinée aux périodes de repos à l'écurie et après l'activité, dans une démarche de confort et de bien-être, sous réserve de choisir une taille et un grammage adaptés aux conditions ambiantes.

Technologie et portée des effets

La présence de minéraux dans le textile constitue une caractéristique de conception. Les bénéfices thérapeutiques spécifiques parfois attribués aux textiles magnétiques, notamment sur la circulation ou la réparation musculaire, ne sont pas suffisamment établis chez le cheval.

Mode d'emploi

1. Vérifier que la couverture est propre, sèche et adaptée à la morphologie du cheval.
2. La centrer sur le dos puis ajuster les fermetures sans point de pression.
3. Commencer par une période courte sous surveillance pour vérifier la tolérance.
4. Adapter ensuite la durée selon la notice fabricant et les conditions climatiques.
5. Retirer la couverture et contrôler l'absence de frottements.

Usages possibles

OCEAFLOW 360 peut être intégrée aux habitudes de repos du cheval après le travail ou lors des périodes de détente à l'écurie. Elle se porte comme une couverture classique, avec une attention particulière au bon ajustement et au risque de surchauffe. Il s'agit d'un équipement textile de confort et non d'un traitement de la douleur, des troubles circulatoires ou des affections locomotrices.

Entretien et précautions

Respecter l'étiquette de lavage et laisser sécher complètement. Contrôler les attaches et l'état du textile. Éviter la surchauffe, les frottements et l'utilisation sur une peau irritée. Consulter un vétérinaire en cas de douleur ou de symptômes persistants.

Un textile technique conçu pour accompagner le confort du cheval au repos.